

Easy Sealer JP

SELADORA AUTOMÁTICA PARA TUBOS DE BOLSAS DE SANGUE



JP Indústria Farmacêutica S.A.

Amor pela Vida.

A Seladora Easy Sealer JP é um equipamento robusto de grande qualidade e resistência, indicado para Bancos de Sangue, Hospitais e Clínicas. Realiza selagem de tubos de bolsas de sangue, de bolsas de aférese e similares de diversos diâmetros até 9,5mm com ajuste automático da espessura do tubo.



Easy Sealer JP

SELADORA AUTOMÁTICA PARA TUBOS DE BOLSAS DE SANGUE

Principais Características:

- Alimentação bivolt automática.
- Vedação muito rápida, em menos de 1 segundo, para vedação única.
- Diversos diâmetros de tubo, com ajuste automático até 9,5mm.
- Alarme sonoro e visual para selagem ou falha na selagem.
- Proteção do cabeçote de selagem removível para limpeza.
- Ligação em cascata, trabalha de forma conjunta com outras seladoras (Easy Sealer JP).
- Acionamento automático ou manual, com opção de pedal para acionamento.
- A selagem do tubo apresenta uma linha de ruptura central, para facilitar a separação.

Especificações técnicas:

Condição de operação: temperatura 10 °C a 40 °C – umidade relativa 15 a 55%

Dimensões (LxAxP): 60 x 210 x 336mm.

Peso: 4,0 Kg

Condição de armazenamento e transporte: temperatura -20 °C até +50 °C, umidade abaixo de 80%.

Alimentação: 100 - 240 VAC 50-60 Hz (bivolt).

O equipamento é constituído de:

- Gabinete (corpo do equipamento).
- Suportes de sustentação.
- Cabo de alimentação.
- Conector de terminação.
- Manual de instruções

Principais opcionais:

- Interruptor de pedal.
- Cabo de interconexão.



Interruptor do pedal:

Para usar dois ou mais Easy Sealer JP em conexão cascata segmentada.



Cabo de interconexão:

É necessário para usar dois ou mais Easy Sealer JP em conexão cascata segmentada.

Fabricado por:

Olidef CZ - Indústria e Comércio de Aparelhos Hospitalares Ltda.
Av. Patriarca, 2223 - Ribeirão Preto/SP - CEP 14031-580
CNPJ MF 55.983.274/0001-30 - Inscr. Est. 582.013.221.111

Distribuído por:

JP Indústria Farmacêutica S/A.
Av. Presidente Castelo Branco, 999 - Ribeirão Preto/SP - CEP 14095-000
CNPJ MF 55.972.087/0001-50 - Inscr. Est. 582.026.713.118

Indústria Brasileira

Registro na ANVISA: 10227189015
Responsável técnico: Clayton André dos Santos
CREA: 5061591003/SP



JP Indústria Farmacêutica S.A.

Amor pela Vida.

Tel: (16) 3919-9350

mktjp@jpfarma.com.br

Fax: (16) 3919-9351

www.olidef.com.br

SAC: (16) 3919-9358

www.jpfarma.com.br