



JP Indústria Farmacêutica S.A.

Plat-Shake

Agitador Linear de Plaquetas



Amor pela Vida



JP Indústria Farmacêutica S.A.

Amor pela Vida

O agitador linear de plaquetas Plat-Shake é um produto produzido pela Olidef cz, uma empresa do Grupo JP.

O Plat-Shake, através de sistema totalmente isento de óleo, destina-se à estocagem de forma organizada de bolsas plásticas contendo concentrado de plaquetas, promovendo a agitação constante das mesmas para assegurar sua conservação.

O agitador faz a agitação em velocidade constante e suave, de 70 a 75 ciclos por minuto, prevenindo a formação de grumos, facilitando a máxima viabilidade das plaquetas, a recuperação pós-transfusão e a preservação morfológica das plaquetas.

O equipamento é constituído de 9 (nove) bandejas em aço inox possuindo capacidade total de 54 bolsas de 500mL. As bandejas são removíveis com trava de segurança e permitem o acesso a qualquer bolsa sem que o equipamento seja desligado. As bandejas correm sobre canaletas de aço inox e todo o conjunto desloca-se sobre trilhos com rolamentos em inox de longa duração com baixo nível de ruído.

CNV - Esse catálogo traz uma descrição técnica resumida do equipamento e está sujeita a alterações sem aviso prévio.

Plat-Shake

Agitador Linear de Plaquetas



BPF
Boas
Práticas de
Fabricação



JP Indústria Farmacêutica S.A.

Av. Presidente Castelo Branco, 999

CEP 14095-000 | Ribeirão Preto - SP | Brasil

Tel. (16) 3512-3500 | Fax (16) 3512-3512

mktjp@jpfarma.com.br | www.jpfarma.com.br