

A terapia transfusional tem grande potencial de salvar vidas na clínica de animais de pequeno e médio porte. O conhecimento sobre terapia transfusional veterinária tem se expandido rapidamente, criando paralelos com a Medicina Humana.

A terapia transfusional realizada de forma adequada, com adequados produtos hemoterápicos, pode salvar vidas e melhorar a saúde dos pacientes.

Reconhecida internacionalmente como fabricante de bolsas de sangue e de equipamentos que envolvem o ciclo do sangue, cada vez mais a JP Farma tem se especializado também na hemoterapia animal.

Em sua unidade de produção, a JP Farma possui equipamentos de alta tecnologia que permitem que as bolsas sejam confeccionadas com total qualidade, garantindo segurança à coleta, fracionamento e estocagem do sangue e seus componentes.



BOLSA STANDARD

São bolsas tradicionais de uso humano que também são utilizadas para coleta e processamento de sangue animal.



BOLSA DE SANGUE	ANTICOAGULANTE/ PRESERVANTE	ACESSÓRIOS	QUANTIDADE POR CAIXA
Simples	CPDA-1	Link	50
		Bactbag	
Dupla (bolsa mãe + satélite)	CPDA-1	Link	30
		Bactbag	
Tripla (bolsa mãe + bolsa plaquetas 5 dias +satélite)	CPDA-1	Link	30
		Bactbag	26
Tripla (bolsa mãe + bolsa plaquetas 5 dias + bolsa Sag-Manitol)	CDP/Sag-Manitol	Bactbag	26



BOLSA PARA COLETA DE SANGUE ANIMAL COM BOLSA PARA CONSERVAÇÃO DE PLAQUETAS POR 5 DIAS

Bolsas múltiplas (quádrupla) de PVC flexíveis, atóxicas, estéreis e apirogênicas, sendo que uma das bolsas contém solução anticoagulante CPDA-1 estéril e apirogênica.

Especialmente para área animal, a JP Farma desenvolveu uma bolsa versátil, que pode ser utilizada para animais de pequeno e médio porte.


ESPECIFICAÇÕES

O sistema possui 4 bolsas (quádrupla). É constituído por 1 bolsa para coleta de sangue, 1 bolsa com solução anticoagulante CPDA-1 e as demais bolsas conectadas são utilizadas para o fracionamento dos hemocomponentes.

A bolsa é desenvolvida para adequação ao volume coletado e ao calibre da veia do animal, podendo, ainda ser conectada a agulhas menores.

A distribuição das bolsas está dividida na tabela abaixo:

TIPOS DE BOLSAS	BOLSA CPDA-1	BOLSA DE COLETA	BOLSA PLAQUETAS 5 DIAS	BOLSA SATÉLITE
Bolsa Quádrupla	1	1	1	1



Proporciona maior facilidade em seu manuseio em todas as etapas de sua utilização.


JP FARMA
Since 1966

Av. Presidente Castelo Branco, 999 | CEP: 14095-000 | Ribeirão Preto - SP
Tel.: 16 3512 3500 | Fax.: 16 3512 3512 | mktjp@jpfarma.com.br | www.jpfarma.com.br

Export: Tel.: 55 16 3637 3600 | Fax.: +55 16 3637 1741 | export@jpfarma.com.br

B P F
BOAS
PRÁTICAS DE
FABRICAÇÃO